

Stillhilfen       NUK Stillleinlagen und Brusthütchen     Seite 4-
SchnullerNUK Frühgeborenen-Beruhigungssauger und SaugtrainerSeite 6-NUK Einmal-BeruhigungssaugerSeite 8-
FlaschenernährungNUK Einmal-Trinksauger für Standardflaschen.Seite 10–1NUK Einwegflaschen StandardSeite 12–1NUK Mehrwegflaschen StandardSeite 14–1
Nahrungszubereitung NUK Klinik-Flaschenwärmer und Zubehör
Praktische Helfer         NUK 1-Kind-Produkte & NUK Auswahl aus Handelssortiment       Seite 18–1         NUK Auswahl aus Handelssortiment & Flaschenernährung       Seite 20–2
Schutzhüllen Latexschutzhüllen Seite 22–2

# Unternehmensphilosophie

In der Unternehmensphilosophie der MAPA GmbH sind Verhaltenskodex und Lieferantenverpflichtungen zur Achtung von Menschenrechten und zum Schutz der Umwelt integriert. Sie sind Bestandteil der entsprechenden Abschnitte des Qualitäts- und Energiemanagementssystems, das gemäß ISO 9001:2015 und ISO 50001 zertifiziert ist.

Die MAPA GmbH, als Tochterunternehmen von Newell Brands Inc. (US-amerikanische Konzernmutter) stützt sich auf die für alle Newell-Unternehmen verbindlichen Grundsatzerklärungen "Newell Code of Conduct" und "Newell Vendor Code of Conduct", sowohl für den eigenen Geschäftsbereich, als auch gegenüber unmittelbaren Zulieferern.

Darüber hinaus ist die MAPA GmbH Sedex Member (Sedex Company Reference of MAPA: ZC: 407186579).

### Herstellerhinweis:

Alles Babysauger und -flaschen entsprechen der einschlägigen Regulierungen und Normen, z.B.:

- Europäische Verordnung für Materialien und Artikel im Lebensmittelkontakt VO (EU) 1935/2004
- Lebensmittel-, Bedarfsgegenstände- und Futtermittelgesetzbuch (LFGB)
- Produktsicherheitsverordnung (EU) 2023/988 (GPSR)
- Europäische Sicherheitsnorm für Artikel für flüssige Nahrung für Säuglinge und Kleinkinder EN 14350

Babysauger und -flaschen sind keine Medizinprodukte. Sie dienen der Ernährung von Säuglingen und keinem medizinischen Zweck, unabhängig von ihrem Einsatzort.

Unsere allgemeinen Produktvorteile im Überblick:









# Ihre persönlichen Ansprechpartner

Unsere Mitarbeiter im NUK MedicPro Klinik-Team haben langjährige praktische Erfahrung, hohe Fachkompetenz und immer ein offenes Ohr für Ihre individuellen Wünsche. Sprechen Sie uns einfach an. Wir stehen Ihnen gerne mit Rat und Tat zur Seite – jederzeit und überall.

# **Berkant Ugur**

**Channel Director Clinic** 

Mobil: + 49 (0) 173 6170634 berkant.ugur@newellco.com Postleitzahlengebiet: 400..-479.., 500...-531..

Heidrun Straehler

Gebietsverkaufsleiterin Klinik Mobil: + 49 (0) 173 6170739 heidrun.straehler@newellco.com Postleitzahlengebiet: 340..-370.., 532..-589.., 597..-699.., 990..-999..

### Samuel Börner

Gebietsverkaufsleiter Klinik Mobil: + 49 (0) 173 6170737 samuel.boerner@newellco.com Postleitzahlengebiet: 700..-829.., 850..-919.., 950..-989.., A-6800, A-6850, A-6900

### **Gabriele Kuruc**

Gebietsverkaufsleiterin Klinik Mobil: + 43 (0) 664 9112590 gabriele.kuruc@newellco.com Postleitzahlengebiet: 830..-849.., 920..-949.. und Österreich (außer: A-6800, A-6850, A-6900)

### Sebastian Gonther

Gebietsverkaufsleiter Klinik Mobil: + 49 (0) 173 6170740 sebastian.gonther@newellco.com Postleitzahlengebiet: 190..-192.., 200..-339.., 371..-387.., 480..-499.., 590..-596..

### Franziska Winkler

Gebietsverkaufsleiterin Klinik Mobil: + 49 (0) 173 6172556 franziska.winkler@newellco.com Postleitzahlengebiet: 010..-189.., 193..-199.., 388..-399..

### Bianca Höck

Vertriebsinnendienst Telefon: + 49 (0) 4281 73 242 bianca.hoeck@newellco.com

# Bestellungen per Mail

können Sie weiterhin gerne an orders.mapade@newellco.com senden!

# Für entspannteres Stillen





# NUK Ready-to-use 24h Brusthütchen

Klinisch getestet\*. Steril gemäß Ph. Eur. für den sofortigen Gebrauch. Kann bei hygienischer Nutzung mehrfach durch den selben Nutzer verwendet werden. Nach max. 24h entsorgen.

### Die Vorteile auf einen Blick:

- Die Form ermöglicht Hautkontakt: 92% der Mütter bestätigen, dass die Nase des Babys mit dem NUK Brusthütchen ausreichend Platz hat\*
- Für ein natürliches und ruhiges Trinkgefühl mit unterschiedlichen Oberflächenstrukturen und vier Trinköffnungen
- Sicherer Halt in jeder Stillposition
- Aus hauchdünnem Silikon









Stillhilfen		ArtNr.	Größe	Stück/ Pack	Pack/ VE*
NUK Stillhilfen					
High Performance  William State Control of the Cont	NUK High Performance Stilleinlagen mit Sofort-Saugvlies, sicherer Schutz für Haut und Kleidung, seidig weich auf der Haut, absolut unauffällig dank 3D-Form, kein Verrutschen im Still-BH, hygienisch einzeln verpackt, Faltschachtel, 30er-Box	10 252 134		30	6
Stouil	NUK Ready-to-use 24h	10 107 050	S	1	40
Steril gemäß Ph. Eur	<b>Brusthütchen</b> Form ermöglicht Hautkontakt	10 107 040	M	1	40
EO STERILISIERT	zwischen Babys Nase und der Brust, aus Silikon, einzeln verpackt	10 107 041	L	1	40
Steril gemäß Pin. Eur.	LOGOFREI Ready-to-use 24h	10 107 051	S	1	40
gemäß Ph. Eur.	<b>Brusthütchen</b> Form ermöglicht Hautkontakt	10 107 042	M	1	40
EQ. STERILISIERT	zwischen Babys Nase und der Brust, aus Silikon, einzeln verpackt	10 107 043	L	1	40

# **NUK Beruhigungssauger**

# **NUK Frühgeborenen-Beruhigungssauger**

Klinisch erprobter\* Beruhigungssauger komplett aus extra weichem Silikon in Food-Grade-Qualität. Erhältlich in zwei extrakleinen Größen, angepasst an den jeweiligen Mundraum zur Stimulation und zum Training des natürlichen Saugreflexes. Geeignet bei CPAP-Beatmung und Einsatz von Nahrungssonden. Hygienisch einzeln verpackt und sofort einsetzbar.

Aufgrund ihrer kleinen Größe sind die Beruhigungssauger nur für den Einsatz in der Klinik zugelassen.




READY-TO-USE

### Die Vorteile auf einen Blick:

- Klinisch erprobter\* Beruhigungssauger
- Einfaches Handling für Anwender durch verschiedene Greifoptionen
- Hohe Weichheit durch 100 Prozent extra weiches Silikon in Food-Grade-Qualität
- Geringes Gewicht (nur 3,5 g bei Größe XS)
- Weiches Mundschild:
  - -> geeignet bei CPAP-Beatmung und Einsatz von Nahrungssonden
  - -> schmiegt sich der Kontur des kleinen Gesichts an und bietet einen nahtlosen Übergang an das kiefergerecht geformte Lutschteil







# **NUK Saugtrainer**

NUK Saugtrainer sind Trainingshilfen für Schulkinder und Erwachsene. Sie dienen der Befriedigung des Saugbedürfnisses, das nicht der Nahrungsaufnahme dient, sowie dem Training der Mundmotorik. Die NUK Saugtrainer sind in zwei Größen (S und L) verfügbar. Sie sind damit Übergrößen des NUK Beruhigungssaugers für Babys und Kleinkinder.



# Schnuller

Art.-Nr.

NUK FRÜHGEBORENEN-BERUHIGUNGSSAUGER XS (WENIGER ALS 1.500 G)

Größe

Stück/ Pack

Pack/

# NUK Beruhigungssauger für bestimmte Zielgruppen



READY-TO-USE

Steril



Frühgeborenen-

Beruhigungssauger Spezialgröße für extrem und sehr frühgeborene Babys mit einem Körpergewicht weniger als 1.500 g, komplett aus 100% weichem Silikon, einzeln verpackt, sofort einsetzbar

10 107 053 XS

40



READY-TO-USE

Steril



NUK FRÜHGEBORENEN-BERUHIGUNGSSAUGER S (VON 1.500 G BIS 2.500 G)

Frühgeborenen-Beruhigungssauger

Spezialgröße für späte Frühgeborene mit einem Körpergewicht von 1.500 g bis 2.500 g, komplett aus 100% weichem Silikon, einzeln verpackt, sofort einsetzbar

10 107 054 S 40





aus reiß- und bissfestem Latex, mit besonders langem Saugerhals und extragroßem Lutschteil, 1er-Kartonage

Für	Erwachsene	(Größe I	Ľ
	El Wadilodilo	(arono i	۰,

aus reiß- und bissfestem Latex, mit besonders langem Saugerhals, großem Lutschteil und größerem Mundschild, 1er-Kartonage

NUK SAUGTRAINER FÜR DIE THERA	PEUTISCHE PRAXIS			
Für Schulkinder (Größe S)	10 107 020	S	1	6
aus reiß- und bissfestem Latex, mit				

10 107 021

# Für eine gesunde Gesamtentwicklung



# NUK Star Einmal-Beruhigungssauger aus Latex oder Silikon

NUK Star Beruhigungssauger sind kiefergerecht geformt und stillfreundlich.\* Der Sauger ist besonders weich und schmiegt sich optimal an den Gaumen an. Er beruhigt 99% der Babys.\*

Für zarte Neugeborene gibt es den NUK Star auch in der Spezialgröße 0 – entwickelt in Zusammenarbeit mit medizinischen Experten und abgestimmt auf die Bedürfnisse der Kleinsten im Alter von 0-2 Monaten. Einzeln verpackt und steril gemäß Ph. Eur. ist er sofort nach dem Öffnen einsetzbar. Beruhigungssauger entsprechen der EN 1400. Die Latexsauger sind aus Naturkautschuklatex hergestellt.

### Latex ...

Latex ist ein rein pflanzliches Naturprodukt (Naturkautschuklatex). Durch seine Weichheit und Flexibilitat ist es der Mutterbrust sehr ähnlich. Gleichzeitig zeichnet sich Latex durch eine hohe Reiß- und Bissfestigkeit aus.

### ... oder Silikon?

Silikon ist ein bewährtes künstliches Elastomer, das sich durch seine besondere Transparenz auszeichnet. Darüber hinaus ist es vollkommen geruchs- und geschmacksneutral.











Gr. 1 (0-6 m)

Gr. 2 (6-18 m)

Zur optimalen Anpassung an die natürliche Kieferentwicklung des Kindes

Das NUK Größenkonzept

Gr. 0 (0-2 m)

Spezialgröße für besonders

# Schnuller

Art.-Nr.

NUK EINMAL-BERUHIGUNGSSAUGER MIT LUTSCHTEIL AUS NATURKAUTSCHUKLATEX

Größe

Stück/ Pack


Pack/

# NUK Star Einmal-Beruhigungssauger mit kiefergerechter NUK Saugerform aus Latex oder Silikon





**Star Latex** Spezialgröße für zarte Neugeborene, (0-2 Monate), mit weißem Ring, einzeln verpackt und sofort einsetzbar















Star Größe Ring, einzeln verpackt und sofort

einsetzbar

Latex	10 181 028	2	1	100
e 6-18 Monate, mit grünem				





SILIKON

NUK EINMAL-BERUHIGUNGSSAUGER	MIII LUISCHIEIL	AUS SILIKUN
Star Silikon	10 181 025	0
Spezialgröße für zarte Neugeborene		

Star Silikon Spezialgröße für zarte Neugeborene (0-2 Monate), mit weißem Ring, einzeln verpackt und sofort einsetzbar	10 181 025	0	1	100





Grö Rin einsetzbar

Star Silikon	10 181 023	1	1	100
Größe 0-6 Monate, mit gelbem				
Ring, einzeln verpackt und sofort				





Star Silikon

Größe 6-18 Monate, mit grünem Ring, einzeln verpackt und sofort einsetzbar

10 181 024	2	1	100

# So individuell wie jedes Baby selbst





# NUK Perfect Match ist das jüngste Trinksaugersystem von NUK mit einem sehr weichem Trinksauger aus Silikon.

Das samtweiche Material schmiegt sich individuell an Mund und Gaumen des Babys und fühlt sich dabei fast wie Haut an. Dadurch formt sich der Trinksauger wie es das Kind braucht. Neu ist auch die fließende Form des Trinksaugers, so dass das Baby seine Position findet, an der es mit weit geöffnetem Mund andocken kann. Der Sauger bietet eine größtmögliche Auflagefläche für die Lippen des Babys an. Für die Anti-Colic-Funktion sorgt das im Flansch integrierte Kapillarventil, das den entstehenden Druck in der Flasche ausgleicht. So ist jederzeit für einen gleichmäßigen Nahrungsfluss gesorgt.

Die Trinksauger sind abgestimmt auf den Reifegrad des Babys und die benötigte Nahrung: Erhältlich in zwei Größen, für Säuglinge und Frühgeborene. Je nach Saugkraft der Babys und nach Nahrungsart kann zwischen einer kleinen (S) und mittleren Trinklochgröße (M) gewählt werden. Für Säuglinge gibt es auch einen geschlitzten Trinksauger (L), der für diätetische und dickflüssige Nahrung geeignet ist. Über die Farbe des Schraubrings ist eine klare Zuordnung der unterschiedlichen Saugeröffnungen eindeutig gewährleistet.

Der Trinksauger für Neugeborene und Säuglinge ist so konzipiert, dass er bereits bei reifen Frühgeborenen eingesetzt werden kann, sobald die Saugleistung und die Größe des Mundraums es ermöglichen.

Speziell für frühgeborene Babys: Neben dem sehr weichen Silikon und der kürzeren Form hat der Sauger eine Lippenablagefläche. Hier können die Lippen des Babys entspannt liegen, während es eine für Frühgeborene typische Trinkpause macht.

# Die verschiedenen Saugeröffnungen

sind bei allen Trinksaugern an der Farbe des Schraubrings zu erkennen.

S Gelb/Orange = ♦♦♦♦ slow flow für dünnflüssige Nahrung (z. B.: Tee, Muttermilch und Pre-Nahrung)

Weiß/Blau = ♠♠♦ medium flow für Milch

Grün = 🌢 🌢 fast flow für dickflüssige Nahrung









Art.-Nr.

Größe

Stück/ Pack

Pack/ VE\*

# **NUK Einmal-Trinksauger aus Silikon und TPE**











NUK PERFECT MATCH EINMAL-TRINKSAUGER FÜR FRÜHGEBORENE						
Für dünnflüssige Nahrung kleine Trinklochgröße S für langsamen Durchfluss (slow flow) = oranger Schraubring, einzeln verpackt und sofort einsetzbar	10 148 014	S	1	75		
Für Milchnahrung Mittlere Trinklochgröße M für mittleren Durchfluss (medium flow) = blauer Schraubring, einzeln ver- packt und sofort einsetzbar	10 148 013	M	1	75		

NUK PERFECT MATCH EINMAL-TRINKSAUGER FÜR NEUGEBORENE/SÄUGLINGE/KLEINKINDER



Für dünnflüssige Nahrung kleine Trinklochgröße S für lang- samen Durchfluss (slow flow) = gelber Schraubring, einzeln ver- packt und sofort einsetzbar	10 148 011	\$	1	75
Für Milchnahrung mittlere Trinklochgröße M für mittleren Durchfluss (medium flow) = weißer Schraubring, einzeln ver- packt und sofort einsetzbar	10 148 010	M	1	75
Für dickflüssige und diätitische Nahrung geschlitzt (Kreuzschlitz) L für schnellen Durchfluss (fast flow) = grüner Schraubring, einzeln ver- packt und sofort einsetzbar	10 148 012	L	1	75



NUK EINMAL-TRINKSAUGER ORTHODONTISCHE FORM 0-6 MONATE Aus TPE für dünnflüssige 10 147 001 Nahrung

 $extrafein\ gelocht = gelber$ Schraubring, einzeln verpackt und sofort einsetzbar

Aus TPE für Milch

mittelfein gelocht = weißer Schraubring, einzeln verpackt und sofort einsetzbar

10 147 002	M	1	75

S

75

# Für mehr Effizienz im Klinikalltag

# Millimetergenaues Abmessen von Nahrung: Einwegflasche 45 ml

Kolostrum-Flasche mit rundem Boden, hergestellt aus Polypropylen (PP). Die Bodenwölbung sorgt dafür, dass sich der Inhalt per Spritze einfach und rückstandslos entnehmen lässt. Passend für alle Standard Einmal-Trinksauger zur Nahrungsaufnahme direkt aus der Flasche. Mit Schraubverschluss, steril gemäß Ph. Eur. 2 .6 .1 u sofort einsatzbereit – zur einmaligen Verwendung.



1 ml und 2 ml sind durch die Skala in der Bodenwölbung leicht erkennbar.







45 ml





# **NUK PP-Einwegflasche mit Kappe**

Flasche aus Polypropylen (PP), Kappe aus Polyethylen (PE). Deutlich lesbare Skala. Passend für alle Sauger und Abpumpsets mit Standard-gewinde. Steril gemäß Ph. Eur. 2 .6 .1 und hygienisch verpackt für den sofort gen Einsatz.

# Steril gemäß European Pharmacopoeia

Die Flaschen werden durch Bestrahlung ohne Einsatz von Ethylenoxid sterilisiert . ie sind bei unversehrter Verpackung steril gemäß European Pharmacopoeia. Das Produkt ist somit gebrauchsfertig, steril gemäß Ph. Eur . .6.1 und ausschließlich für den Einmalgebrauch vorgesehen .

### Pasteurisieren und Einfrieren

Die PP-Klinikflaschen sind zum Pasteurisieren der Muttermilch (bei  $63^{\circ}$ C – $65^{\circ}$ C über 30 Minuten) sowie zum Einfrieren der Muttermilch geeignet . Das Pasteurisieren wurde für Flaschen mit Füllmengen ab 80 ml mit dem Wärmegerät Barkey clinitherm pasteur XPT getestet . emperaturen bis max .  $5^{\circ}$ C haben keine negativen Einflüsse auf die PP-Klinikflaschen .







Art.-Nr.

Größe

Stück/ Pack Pack/

# NUK Einwegflaschen Standard für alle Sauger und Abpumpsets mit Standardgewinde





NUK EINWEGFLASCHEN AUS POLYPROPYLEN (PP), KOLOSTRUM-FLASCHE 45 ML					
LOGOFREI Mit Kappe einzeln verpackt	10 204 004	45 ml	1	80	
LOGOFREI Mit Kappe im Gebinde verpackt, 10er-Beutel	10 204 009	45 ml	10	80	





NUK EINWEGFLASCHEN AUS POLYPROPYLEN (PP), KAPPE AUS POLYETHYLEN (PE) 80 ML					
Mit Kappe einzeln verpackt	10 204 001	80 ml	1	162	
Mit Kappe im Gebinde verpackt, 24er-Beutel	10 204 002	80 ml	24	216	
LOGOFREI Mit Kappe im Gebinde verpackt, 12er-Beutel	10 204 003	80 ml	12	216	





FREI

NUK EINWEGFLASCHEN AUS POLYPROPYLEN (PP), KAPPE AUS POLYETHYLEN (PE) 140 ML					
Mit Kappe einzeln verpackt	10 205 013	140 ml	1	117	
Mit Kappe im Gebinde verpackt, 15er-Beutel	10 205 014	140 mI	15	135	
LOGOFREI Mit Kappe im Gebinde verpackt, 15er-Beutel	10 205 016	140 ml	15	135	



NUK EINWEGFLASCHEN AUS POLYPROPYLEN (PP), KAPPE AUS POLYETHYLEN (PE) 230 ML						
Mit Kappe einzeln verpackt	10 206 013	230 ml	1	78		
Mit Kappe im Gebinde verpackt, 26er-Beutel	10 206 014	230 ml	26	78		
LOGOFREI Mit Kappe im Gebinde verpackt, 26er-Beutel	10 206 016	230 ml	26	78		

# Immer wieder zuverlässig

# **NUK Polypropylen-Mehrwegflasche**

Extrem leicht und strapazierfähig für effektives Arbeiten. Mit deutlich lesbarer Skala und praktischem Beschriftungsfeld. Passend für alle Sauger und Abpumpsets mit Standardgewinde. Zur Reinigung/Aufbereitung bis 100°C geeignet.



230 ml









NEU | SKALIERUNG AB 10 ML IN 2 ML SCHRITTEN

# **NUK Glas-Mehrwegflasche**

Spezielles, strapazierfähiges Borosilikat-Glas mit einer in das Glas integrierten Skala, die sich auch nach häufigem Reinigen und bei hohen Temperaturen nicht abwäscht. Passend für alle Sauger und Abpumpsets mit Standardgewinde. Bodendurchmesser ca. 54 mm, passend für alle kliniküblichen Geräte. Spülmaschinenfest. Babyflaschen entsprechen der EN14350, die hinsichtlich der absoluten Volumengenauigkeit Toleranzen zulässt. Für die millimetergenaue Abmessung von Kleinstmengen empfehlen wir die 45 ml Einwegflasche.

# **NUK Schraubverschlusskappe**

Kappe aus Polypropylen (PP), beschriftbar, weiß, sofort einsetzbar, **steril.** 



Art.-Nr. (

Größe

Stück/ Pack Pack/ VE\*

# **NUK Mehrwegflaschen Standard**



NUK MEHRWEGFLASCHEN AUS POL	NUK MEHRWEGFLASCHEN AUS POLYPROPYLEN (PP)					
Mit Skala und Beschriftungsfeld passend für alle Sauger und	10 205 012	140 ml	1	28		
Abpumpsets mit Standardgewinde			1	448		
1 Palette			1	1 .96		
	10 206 012	230 ml	1	21		
			1	294		
1 Palette			1	1 .26		



# Borosilikat-Glas mit integrierter Skala Skalierung beginnt bei 10 ml in 2 ml Schritten, passend für alle Sauger und Abpumpsets mit Standardgewinde

10 202 004

230 ml

NUK MEHRWEGFLASCHEN AUS GLAS





NUK SUMMAUDVERSUMLUSSKAFFE AUS FULTFRUFTLEN (FF)				
<b>Steril</b> beschriftbar, weiß, sofort einsetzbar, 50er-Beutel	10 222 005		50	200

MITH SCHEVILLAGE CHI HOCKYDDE VIIC DUI ADDUDAL EN (DD)

# Schnelle Erwärmung von Flasche und Spritze





Der NUK Klinik-Flaschenwärmer bringt Babynahrung mit Infrarotlicht-Technologie in wenigen Minuten auf Trinktemperatur. Das Gerät ist für den Einsatz in der Neonatologie optimiert worden, indem Geräusch- und Lichterzeugung minimiert wurden. So arbeitet das Gerät leise und hat eine dunkle Außenfarbe, damit das Licht der Infrarot-Lampe nicht durchscheinen kann. Zusätzlich verfügt es über eine Abdeckung für die Öffnung im Gerät.

Der neue NUK Klinik-Flaschenwärmer ermöglicht auch die Erwärmung kleiner Nahrungsmengen in Ernährungsspritzen. Dafür ist ein separat erhältlicher Spritzenhalter erforderlich. Ein weiterer großer Vorteil ist, dass das Gerät tiefgefrorene Nahrung in Flaschen und Ernährungsspritzen auftauen kann.









# Die Vorteile im Überblick

- Schnelle, hygienische und schonende
   Erwärmung der Nahrung dank Infrarotlicht
- Einfache Bedienung mit nur einer Taste
- Geräusch- und lichtarm für den Einsatz in der Neonatologie
- Keine Lampenstrahlung aus der Öffnung dank passgenauer Abdeckung
- Für alle NUK Klinikflaschen und für Ernährungsspritzen geeignet
- Mit Auftaufunktion für Klinikflaschen und Ernährungsspritzen
- Passend für Klinik-Wandschienensystem oder Stabgestelle
- Mit "Boost" Funktion, wenn es mal schnell gehen muß



Zum Aufstellen oder zur Befestigung an der Wand geeignet.





# Nahrungszubereitung

Art.-Nr.

Größe

Stück/ Pack Pack/

# NUK Klinik-Flaschenwärmer und Zubehörteile



## Infraroterwärmung

Gleichmäßige, schonende und sichere Erwärmung der Babyflasche durch Infrarotlicht, einfach bedienbar mit nur einer Taste, leicht zu reinigen mit kliniküblicher Wischdesinfektion, mit Abdeckung und Halteklammer für Montage an Wand- Stabsysteme, 1er-Kartonage

NUK KLINIK-FLASCHENWÄRMER MIT EU-STECKER

10 256 502



# NUK SPRITZENHALTER

### Fixierhilfe für Spritzen

Zum Erwärmen von Ernährungsspritzen im Klinik-Flaschenwärmer; magnetische Verbindung am Boden der Geräteöffnung, mit Temperatursensor zum Bestimmen der Erwärmungszeit der Nahrung in der Spritze, für Ernährungsspritzen mit Volumen von 1 ml bis 20 ml, 1er-Kartonage 10 256 503

### NUK FILTERHALTER-SET ZUM NACHBESTELLEN FÜR NUK KLINIK-FLASCHENWÄRMER



### Filterhalter-Set

für den regelmäßigen Austausch (Empfehlung alle 4 Wochen) des Filters im Bodenbereich um eine störungsfreie Funktion des Gerät zu gewährleisten; Set mit 20 Ersatzfiltern und 1 Filterhalterung, PE-Beutel 10 256 492

# Speziell für den Klinikeinsatz



# NUK Babybürste und Kamm zur hygienischen ersten Haarpflege

Die persönlichen Haarpflege-Produkte für den Klinikaufenthalt: extra weich und sanft zum Schutz der empfindlichen Kopfhaut von Babys und Kleinkindern. Bürste und Kamm sind jeweils einzeln verpackt, desinfiziert (EO-freie Methode) und sofort einsatzbereit. Optimal zur täglichen Anwendung.

DESINFIZIERT UND SOFORT VERWENDBAR

# Auswahl aus dem Handelssortiment

# **NUK Vario Express**

Schnelle und sichere Heißdesinfektion von bis zu 6 Babyflaschen und Zubehör in nur 6 Minuten (ohne Aufheizphase). Auf Wasserdampfbasis, ganz ohne Chemikalien. Maximale Flexibilität durch herausnehmbaren Korb und 6 versetzbare Stäbe.



Praktische Hel	fer	ArtNr.	Größe	Stück/ Pack	Pack/ VE*
NUK 1-Kind-Produkte sofort einsatzbe	ereit				
	NUK Babybürste aus Polypropylen (PP) mit extra weichen Nylon-Borsten, einzeln in Folie verpackt, desinfiziert und sofort einsatzbereit, Farbe hellgrau	10 256 393		1	25
	NUK Babykamm aus Polypropylen (PP) mit abge- rundeten Spitzen, einzeln in Folie verpackt, desinfiziert und sofort einsatzbereit, blau	10 256 394		1	60
Auswahl aus dem NUK Handelssortim	ent				
MUK	Thermo 3in1 Babykostwärmer geeignet für flüssige und breiförmige Nahrung, Kartonage	10 256 377		1	1
MUK S	Vario Express Dampf-Sterilisator für alle Arten von kochfesten Baby- flaschen und Zubehör, Kartonage	10 251 013		1	1
	Flaschenbürste 2in1 mit Saugerbürste, Blisterkarte	10 256 505		1	6
	<b>Spülreiniger</b> zur Reinigung von z .B Brusthütchen, mit naturbasierten Inhaltsstoffen	10 256 014	500 ml	1	10
NUK Spül- reiniger	<b>Fütterlöffel</b> blau, Blisterkarte	10 255 053	ab 6 Monate	2	5
	<b>Baby Nagelschere</b> rostfreier Edelstahl, blau, Blisterkarte	10 256 257		1	5
	<b>Nasensauger</b> sanft und sicher, Blisterkarte	10 256 065		1	4
	<b>Badethermometer</b> Messflüssigkeit Rapsöl, grau, Blisterkarte	10 256 187		1	5
	<b>Babybürste mit Kamm</b> mit echtem Naturhaar, blau, Blisterkarte	10 256 236		1 Set	5

# Die Flasche, die sich dem Baby anpasst



# TEMPERATURE CONTROL Ist der Flascheninhalt zu heiß, wird die sonst blaue Anzeige weiß.





# \* Unabhängige Marktforschung, Deutschland, 2023.

# Besonders flexibler und weicher Sauger

Der Sauger ist besonders dünn und flexibel und hat eine hautweiche Oberfläche.

# Große, weiche Lippenauflage

Die Lippenauflage sorgt dafür, dass das Baby beim Trinken überall ein hautähnliches Gefühl hat und nicht mit dem harten Kunststoff in Berührung kommt.

# Formt sich im Babymund

Der Sauger formt sich im Mund genau so, wie es das Baby gernhat. Das bestätigen auch 95% der Mütter.\*

### **Einfaches Andocken**


Das Baby findet intuitiv die Stelle, an der es den Sauger optimal mit dem Mund umschließen kann, um ruhig und entspannt zu trinken. Genau so, wie es durch die fließende Form sein soll, sagen auch 97% der Mütter.\*

### **Anti-Colic Ventil**

Das Anti-Colic Ventil und drei verschiedene Saugervarianten sorgen für die Belüftung der Flasche und somit für einen ruhigen Nahrungsfluss.

### **Auslaufsicher**

Mit Deckel ist die Flasche auslaufsicher und der Trinksauger vor Verschmutzungen geschützt.



<sup>\*\*</sup> Bitte die Temperatur vor dem Füttern nochmals prüfen.

Art.-Nr.

Größe

Stück/ Pack Pack/ VE\*

# Auswahl aus dem Handelssortiment



NUK PERFECT MATCH SILIKON-TF	RINKSAUGER			
Trinksauger S 0+ Monate, Hängekartonage	10 124 028	S 0+ m	2	6
Trinksauger M 3+ Monate, Hängekartonage	10 124 029	M 3+ m	2	6
Trinksauger U (universal) 4466 6+ Monate, Hängekartonage	10 124 031	U 6+ m	2	6



NUK PERFECT MATCH FLASCHEN A	US POLYPROPYLEN	(PP)		
150 ml PP-Flasche mit Perfect Match Silikon-Trinksauger S farbig sortiert, Hängekartonage	10 215 013	150 ml S 0+ m	1	6
260 ml PP-Flasche mit Perfect Match Silikon-Trinksauger M farbig sortiert, Hängekartonage	10 216 013	260 ml M 3+ m	1	6





NUK PERFECT MATCH FLASCHEN AUS GLAS				
120 ml Glasflasche mit Perfect Match Silikon-Trinksauger S Hängekartonage	10 211 036	120 ml S 0+ m	1	6
230 ml Glasflasche mit Perfect Match Silikon-Trinksauger M Hängekartonage	10 212 009	230 ml M 3+ m	1	6

# Für hygienische Ultraschalluntersuchungen



## Schutzhülle

Die Schutzhüllen werden aus Naturkautschuklatex hergestellt und gewährleisten maximale Hygiene bei vaginalen Ultraschalluntersuchungen. Sie werden auf die Ultraschallsonde aufgesetzt und haben abgerollt eine Länge von mind. 18 cm.

Alle Produkte haben einen Durchmesser von ca. 34 mm, sind sofort einsatzbereit und ausschließlich für die einmalige Verwendung mit vorübergehendem Körperkontakt bestimmt. Die Schutzhüllen von MAPA haben außergewöhnlich gute physikalische Festigkeiten. Trotzdem sind dem dünnen Material in der Belastbarkeit Grenzen gesetzt, insbesondere bei einer lokalen Überdehnung. Die Anwendungshinweise in den Gebrauchsanleitungen sind zu beachten!





Schutzhüllen	ArtNr.	Größe	Stück/ Pack	Pack/ VE*
Schutzhüllen für hygienische Ultraschalluntersuchungen				
Schutzhülle trocken**  Ø ca. 34 mm, sofort einsatzbereit, einzeln in Folie eingesiegelt, ver- packt im Beutel	11 150 021		1	400 800
LATEX C E MD Medizinprodukt Klasse 1			1	1200
Schutzhülle trocken** ø ca. 34 mm, sofort einsatzbereit, lose in 100er Deckelbox	11 150 034		100	300
Wedizinprodukt Klasse 1			100	900
Nasse I				
Schutzhülle feucht** ø ca. 34 mm, befeuchtet (Dimeticon), sofort einsatzbereit,	11 150 022		1	400
einzeln in Folie eingesiegelt, ver- packt im Beutel			1	800
LATEX C E MD Medizinprodukt Klasse 1			1	1200

